

Всем заинтересованным лицам

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Настоящим письмом сообщаем, что ООО «Русвата» выпустило в обращение медицинское изделие «Марля медицинская отбеленная из нетканого материала по ТУ 21.20.24-003-86608610-2017 в вариантах исполнения: 1,2,3».

На основании результатов клинических исследований и технических испытаний определено оптимальное соотношение волокон в составе продукта, которое позволяет существенно улучшить качественные характеристики перевязочного материала:

- Ровная структура плетения и неосыпающиеся края позволяют экономить материал при изготовлении салфеток.
- Высокая плотность и особенность структуры способствует быстрому впитыванию влаги.
- Мягкий деликатный материал обеспечивает комфорт пациента, удобен в использовании
- Присутствие полиэфирных волокон в составе снижает адгезию к ране, делает перевязки быстрыми и безболезненными.

Область применения марли нетканой:

Хирургия

- в операционном блоке для изготовления салфеток, тампонов, турунд.

Гинекологии и родовспоможении.

Травматология.

Онкология.

Использование марли нетканой в качестве перевязочного материала ускоряет заживление хронических ран (характерно для состава с полиэфиром). Материал в сравнении с марлевыми традиционными салфетками меньше прилипает к ране, не нарушает рост грануляций, перевязки проходят быстрее и безболезненно для пациента.

Благодаря особенностям влагопоглощения, снижается расход салфеток необходимых для одной операции.

При изготовлении операционных салфеток марли нетканой требуется до 3 раз меньше.

Из-за отсутствия осыпающихся краев, время на изготовления перевязочных средств требуется до 6 раз меньше, что снимает нагрузку с младшего медицинского персонала.

Важно! Неосыпающиеся края – профилактика инфекций в области хирургической раны

Готовое перевязочное средство из Марли медицинской отбеленной из нетканого материала может быть подвергнуто стерилизации. Стерилизация проводится в соответствии с правилами по стерилизации перевязочного материала, аналогично марле тканой.

Длина рулона: 700м

Ширина рулона: 0,9м., 0,45м.

Плотность 40 г/м²

Варианты исполнения классифицируются в зависимости от состава сырья.

В настоящее время ООО «Русвата» выпускает:

Исполнение 1 – Хлопок+Вискоза

Марля медицинская отбеленная из нетканого материала 70%Хлопок/30%Вискоза; Ширина 0,9м; Плотность 40г/м²; Длина 700м

Марля медицинская отбеленная из нетканого материала 70%Хлопок/30%Вискоза; Ширина 0,45м; Плотность 40г/м²; Длина 700м

Исполнение 2- Хлопок+Полиэфир

Марля медицинская отбеленная из нетканого материала 70%Хлопок/30%Полиэфир; Ширина 0,9м; Плотность 40г/м²; Длина 700м

Марля медицинская отбеленная из нетканого материала 70%Хлопок/30%Полиэфир; Ширина 0,45м; Плотность 40г/м²; Длина 700м

Марля медицинская отбеленная из нетканого материала 50%Хлопок/50%Полиэфир; Ширина 0,9м; Плотность 40г/м²; Длина 700м

Марля медицинская отбеленная из нетканого материала 50%Хлопок/50%Полиэфир; Ширина 0,45м; Плотность 40г/м²; Длина 700м

Код ОКПД 2: 21.20.24.150 Изделия медицинские ватно-марлевые

Ознакомиться с преимуществами, свойствами и применением марли вы сможете пройдя по ссылкам:

О компании ООО РУСВАТА. Особенности изготовления перевязочного материала:

https://youtu.be/L0s11al_iSE

Особенности влагопоглощения:

<https://youtu.be/06Yc2ucfw8o>

С уважением,

ООО «Русвата»